

Высокоскоростная настольная центрифуга с охлаждением BT16R



Настольная высокоскоростная центрифуга BT16R предназначена для разделения исследуемого образца на составляющие компоненты (осадок, жидкость, нерастворимые остатки и т. д.), за счет центробежного ускорения, создаваемого при вращении сменного ротора. Применяется в таких областях, как клинические исследования, биология, медицина и сельское хозяйство. Хорошо подходит для больниц, лабораторий, чтобы проводить качественный анализ сыворотки. К центрифуге доступен широкий выбор сменных роторов и адаптеров. Тип ротора и адаптеров, поставляемых с центрифугой, определяется заказчиком. Комплектация дополнительными сменными роторами является опциональной. Полный список сменных роторов, подходящих к центрифуге можно найти в брошюре.

Производитель: HUNAN LABWE
Scientific Instruments Co, Ltd
Модель: BT16R
Страна: Китай

Особенности: Бесщеточный двигатель, не требующий технического обслуживания; ЖК-дисплей с отображением параметров скорости, таймера, информации о программе (памяти), информации о коде ошибки; Микропроцессорное управление; Защитная блокировка крышки: дверца не открывается при работающем роторе, центрифуга не запускается при открытой крышке и появлении кода ошибки; Аварийное разблокирование замка крышки при отключении питания; Автоматическое распознавание дисбаланса и ротора 10 видов программ (память); Автоматическое устранение неполадок с указанием кода ошибки и сигнала тревоги на экране; Стальной корпус центрифуги и роторная камера из нержавеющей стали пригодны для автоклавирования и устойчивы к моющим средствам и дезинфицирующим жидкостям.

Характеристики

Управление	цифровое
Двигатель	индукционный бесщеточный
Материал корпуса	сталь
Вес, кг	75
Шум	≤ 58 дБ
Точность установки температуры	± 2 °С
Тип исполнения	настольная
Точность установки скорости	± 20 об/мин
Дисплей	цветной жидкокристаллический
Блокировка крышки	наличие
Количество программ	10
Таймер	1-99 мин (регулируется)
Материал роторной камеры	нержавеющая сталь
Максимальная вместимость	4 × 100 мл
Температурный диапазон	От -20 °С до +40 °С
Электропитание	однофазное, 230 В, 50 Гц, 10 А
Диапазон скорости вращения	0-16000 об/мин (регулируется)
Максимальное ускорение	17800 g
Внешние габариты (Д) × (Г) × (В), мм	620 × 500 × 350
Потребляемая мощность, кВт	0.8

Все изображения

