

Электрофорезная вертикальная камера DYCZ-20A



Вертикальная камера для электрофореза. Отлично подойдет для секвенирования ДНК, дифференциального отображения, исследования AFLP или SSCP, анализа олигонуклеотидов и т. д.

Производитель: Beijing Liuyi
Biotechnology Co.,Ltd
Модель: DYCZ-20A
Страна: Китай

Преимущества: Легко отливать гель; Прозрачный, никаких препятствий для видимости; Особенная конструкция для устранения тепла: есть пространство между гелем и основной пластиной бака, которое предназначено для буферного раствора. Буферный раствор устраняет тепло, выделяющееся во время работы; Простота сборки системы электрофореза; Высококачественные и четкие картины электрофореза. Совместима с источниками питания: DYY-10C; DYY-12; DYY-12C

Характеристики

Тип ячейки	вертикальный
Размер геля, мм	580 × 170
Кол-во образцов	до 32
Объем буфера, мл	850
Толщина гребенки, мм	0.4
Одновременное литье	1
Применение	секвенирование ДНК, дифференциальное отображение, исследования AFLP или SSCP, анализ олигонуклеотидов и т. д.
Габариты (Ш) x (Г) x (В), мм	240 × 210 × 655
Вес, кг	10.5
Совмещение с источником	DYY-10C, DYY-12, DYY-12C