

# Электрофорезная вертикальная камера DYCZ-24DN



DYCZ-24DN - двойная модульная вертикальная камера электрофореза для SDS-PAGE, электрофореза белка

**Производитель:** Beijing Liuyi  
Biotechnology Co.,Ltd  
**Модель:** DYCZ-24DN  
**Страна:**

**Преимущества:** • Доступны различные гребни и распорки; • Нанесение и запуск геля в одном месте; • Устройство для литья под гель упрощает процесс литья и экономит ваше время; • Специальная конструкция рамы позволяет надежно закрепить гелевое пространство; • Легко и удобно добавлять образец; • Запуск одного или двух гелей одновременно; • Для основного раствора достаточно 170 мл буфера; • Отключение питания при открытии крышки ячейки; • Высокое разрешение простого разделения.

## Характеристики

<b>Тип ячейки</b>	вертикальный
<b>Размер геля, мм</b>	83 × 75
<b>Кол-во образцов</b>	до 15
<b>Объем буфера, мл</b>	400
<b>Одновременное литье</b>	2 геля
<b>Применение</b>	SDS – PAGE, электрофорез белков
<b>Габариты (Ш) x (Г) x (В), мм</b>	140 × 100 × 150
<b>Вес, кг</b>	1
<b>Совмещение с источником</b>	DYY – 6C, DYY-10C, DYY – 12
<b>Толщина гребенки, мм</b>	1,0 и 1,5, 0,75 (опция)