


Электрофорезная вертикальная камера DYCZ-24EN



DYCZ-24EN - двойная модульная вертикальная камера электрофореза для SDS – PAGE, Native PAGE электрофореза, двумерного электрофореза

Производитель: Beijing Liuyi
Biotechnology Co.,Ltd
Модель: DYCZ-24EN
Страна: Китай

Преимущества: • Доступны различные гребни и распорки; • Нанесение и запуск геля в одном месте; • Устройство для литья под гель упрощает процесс литья и экономит ваше время; • Специальная конструкция рамы позволяет надежно закрепить гелевое пространство; • Легко и удобно добавлять образец; • Запуск одного или двух гелей одновременно; • Для основного раствора достаточно 170 мл буфера; • Отключение питания при открытии крышки ячейки; • Высокое разрешение простого разделения.

Характеристики

Тип ячейки	вертикальный
Одновременное литье	2 геля
Размер геля, мм	130 × 100
Кол-во образцов	до 16
Объем буфера, мл	1200
Толщина гребенки, мм	1,0 и 1,5
Применение	SDS – PAGE, Native PAGE электрофорез, двумерный электрофорез
Габариты (Ш) x (Г) x (В), мм	210 × 120 × 220
Вес, кг	2
Совмещение с источником	DYY-6C, DYY-12