

Автоматический ротационный микротом S700A



Парафиновый ротационный микротом S700A, используемый как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме, позволяет делать срезы точно, безопасно и легко. Он обладает исключительными эргономическими характеристиками для удобной работы. Это полуавтоматическая модель, которая превзойдет все ваши ожидания. При работе с тонкими образцами система обеспечивает исключительную воспроизводимость и высочайшее качество.

Производитель: RWD Life Science Co.,LTD

Модель: S700A

Страна: Китай

Преимущества: Точное позиционирование: запатентованная технология идентификации указателя, угол образца можно регулировать визуально, а позиционирование становится более точным; держатель ножа имеет небольшое боковое смещение и высокую точность. Основание имеет шкалу, которая удобна для размещения держателя ножа и улучшения качества срезов. Безопасность оператора: система двойной блокировки маховика издает звуковой сигнал блокировки и оснащена выталкивателем ножа и защитой ножа, чтобы пользователь мог безопасно заменить образец и лезвие. Отслеживание информации: 5-дюймовый сенсорный экран, система записи данных, легкое отслеживание информации Удобное управление: рукоятка бокового впрыска имеет эргономичный дизайн, что обеспечивает более удобную и скоординированную работу Удобство обслуживания: бак для отходов из специального материала, без воска, легко чистится

Характеристики

Диапазон настройки толщины среза, мкм	0,50 – 100
Диапазон настройки толщины обрезной секции, мкм	1 – 800
Скорость горизонтальной подачи	0-1800 мкм/с
Втягивание образца, мкм	0-250, регулируемое
Подача образца, мм	28
Ориентация образца:	ось X / ось Y 8 °, ось Z 360 °
Максимальный размер образца, мм	55 × 50 × 30
Габариты (Ш)×(Г)×(В), мм	483 × 553 × 305
Вертикальный ход, мм	70
Переключатель режима	Полуавтоматический/автоматический
Безопасность	Кнопка аварийной остановки
Дополнительные функции	Функция «вырезать окно», выбор скорости среза, выбор режима среза
Вес, кг	36.4
Стандартная комплектация	ротационный микротом, держатель инструмента в сборе, универсальный зажим, набор инструментов, легко очищаемый лоток для отходов, лезвия микротомы (50 шт.), силовой кабель, руководство пользователя, пылезащитный чехол

Все изображения

