

Поляриметр автоматический P810



Поляриметры серии Р предназначены для измерения угла вращения плоскости поляризации. В поляриметрах серии Р реализована технология автоматической корректировки фототока и встроена система WINDOWS HMI, что гарантирует точные и надежные измерения, удобство и простоту эксплуатации. Поляриметры находят широкое применение в медицинской, пищевой, химической, нефтяной промышленности, производстве парфюмерии и бытовой химии, тестировании ароматических веществ, вкусовых добавок, специй, сахара, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов и университетов.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: P810
Страна: Китай

Особенности: Светодиодный источник высокой яркости с пролонгированным сроком службы, более 100000 часов; Функция автоматической калибровки, облегчающая пользователям ежедневную калибровку; Цветной сенсорный экран большого размера и встроенное ПО Windows HMI; Дополнительные стандартные поляризационные трубки с программным обеспечением для калибровки пользователем; Возможность дооснащения различными кюветами.

Характеристики

Рабочая длина волны	589,3 нм
Интерфейс	USB, RS232
21 CFR Part 11	нет
Диапазон измерения	±89,99 °Arc; ±259 °Z
Минимальное значение	0,001°
Точность	±0,01° в диапазоне ±45°, ±0,02 ° в остальном диапазоне
Воспроизводимость	0,002°
Температурный контроль	-
Диапазон контроля температуры	-
Дискретность контроля температуры	-
Шаг контроля температуры	-
Длина кюветы	до 200 мм
Размер сенсорного экрана	5,6"
Память	1000 результатов

Все изображения

