

Диспенсер Multidrop Combi nL



Thermo Scientific Multidrop Combi nL – диспенсер микропланшетного формата для быстрого и точного дозирования реагентов от 50 нл до 50 мкл, разработан для биотехнологических и фармацевтических лабораторий.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: Multidrop Combi nL
Страна: США

Особенности: Совместим с 96-, 384- и 1536-луночными планшетами. Может быть использован для дозирования любых реагентов: дилуентов, буферов, вязких жидкостей, клеток и магнитных частиц. Графический интерфейс диспенсера Multidrop Combi nL с высокими визуальными характеристиками (функции меню представлены в виде «иконок») облегчает пользователю выбор параметров дозирования и гарантирует быстрый запуск прибора с минимальными затратами на обучение. Протоколы вносятся в память прибора. При желании могут быть откорректированы. Multidrop Combi nL совместим с лабораторными роботами.

Характеристики

Формат планшетов	96-, 384-, 1536-луночные планшеты
Дозируемый диапазон	50 нл - 50 мкл
Интерфейс	Серийный порт RS-232 USB-порт
Габариты (В) x (Ш) x (Г), мм	220 x 355 x 375
Вес, кг	9.6