

Диспенсер Multidrop DW



Диспенсер микропланшетного формата Thermo Scientific Multidrop DW - это высокоскоростной автоматический дозатор для 96-луночных планшетов, планшетов с глубокими лунками, микропробирок и пробирок объемом 1,1 мл в штативе. Multidrop DW предназначен для правильного и точного дозирования до 8 реагентов.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: Multidrop DW
Страна: США

Особенности: Высокая скорость дозирования позволяет за 5 секунд разлить во все лунки планшета по 20 мкл реагента. Дозирование реагентов по 900 мкл в планшет с глубокими лунками происходит за 74 секунды. Диапазон дозирования жидкостей составляет от 20 до 995 мкл с шагом в 5 мкл. Возможен выбор любого количества колонок (от 1 до 12) в которые необходимо произвести дозирование. Для минимальной потери дорогостоящих реагентов все трубки кассеты продуваются в сторону реагентной бутылки. Съемную диспергирующую кассету можно автоклавировать, обеспечивая таким образом стерильность и исключая перекрестную контаминацию.

Характеристики

Формат планшетов	96-луночный; 96-луночный с глубокими лунками; пробирки V=1,1мл в штативе
Дозируемый диапазон	20 - 995 мкл с шагом в 5 мкл
Интерфейс	Серийный порт RS-232