

Монокулярный биологический микроскоп EM15A



Микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле. Он позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп EM15A имеет все необходимое для занятий средней школы университета. Прозрачная DIN-оптика, грубая и тонкая фокусировка, подсветка. В комплекте аксессуары: пылезащитный чехол, один предохранитель, запасная лампочка, инструкция и гарантийный талон.

Производитель: Ningbo Icoe
Commodity Co., Ltd
Модель: EM15A
Страна: Китай

Особенности: Монокулярная головка, наклоненная под углом 45°, вращающаяся на 360° Используются окуляры широкого поля 10x, 25x Используются широкоугольные окуляры: профессиональный объектив, поле зрения шире, и изображение четче Вращающийся столик на 360°, диаметр столика 90 мм с двумя прижимами Тройной окуляр для ахроматических объективов 4X, 10X, 40X (пружина), простая ступенька с парными зажимами

Характеристики

Визуальная насадка	монокулярная
Угол наклона визуальной насадки, град	45
Угол поворота тубуса, град	360
Револьверное устройство	на 3 объектива
Механизм фокусировки	коаксиальные винты грубой и тонкой фокусировки
Тип коррекции объективов	ахроматы
Объективы	4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65
Конденсорное устройство	числовая апертура 0.65, дисковая диафрагма
Габариты (Г) x (Ш) x (В), мм	180 x 130 x 300
Вес, кг	2.2
Окуляры	10х, посадочный диаметр 18 мм
Предметный столик, мм	вращающийся столик на 360°, диаметр столика 90 мм с двумя прижимами
Источник света	светодиодная подсветка, регулировка яркости
Комплектность	пылезащитный чехол, запасной предохранитель