

Микроскоп биологический EL01E



Цифровой микроскоп EL01E позволяет рассматривать то, что лежит на предметном стекле, просто глядя на экран монитора. Это не только более удобно, но и позволяет рассматривать предметы через микроскоп нескольким его пользователям одновременно. Кроме того, прибор позволяет: получать максимально четкие изображения рассматриваемых микрочастиц и, благодаря этому, очень точно определять их форму, размеры и очертания.

Производитель: Ningbo Icoe
Commodity Co., Ltd
Модель: EL01E
Страна: Китай

Особенности: 7-дюймовый экран полного обзора, размер 1024x600 мм
Револьверное устройство на 4 объектива 195 ахроматический объектив 4x, 10x, 40x, 100x Двухслойный предметный столик 95 x 95 мм с двумя прижимами Коаксиальные винты грубой и тонкой фокусировки Конденсор Аббе числовая апертура 1.20, ирисовая диафрагма и реечной регулировкой для конденсатора Светодиодная подсветка, регулируемая яркость

Характеристики

Механизм фокусировки	коаксиальные винты грубой и тонкой фокусировки
Тип коррекции объективов	ахроматы
Источник света	светодиодная подсветка сверху и снизу, регулировка яркости
Комплектность	пылезащитный чехол, запасной предохранитель, батарейки
Размер экрана, мм	1024 x 600
Диагональ экрана	7-дюймовый IPS-экран полного обзора
Эффективное количество пикселей	5.0 Мпикс
Разрешение экрана	1920 x 1080
Размер пикселя камеры	2.75 x 2.75 μ m
Револьверное устройство	на 4 объектива
Объективы	4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Предметный столик, мм	двойной столик 95 x 95 с двумя прижимами
Конденсорное устройство	конденсор Аббе числовая апертура 1.20, ирисовая диафрагма и реечная регулировка для конденсатора
Габариты (Г) x (Ш) x (В), мм	180 x 130 x 350
Вес, кг	2.4