

Баня-шейкер SWB15S



Водяные бани-шейкеры Thermo Scientific серии Precision разработаны специально для проведения различных научных исследований, и работ по контролю качества продукции в промышленности.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: SWB15S
Страна: США

Преимущества: Микропроцессорное управление Цифровой дисплей, сенсорная панель управления Автоматическое отключение прибора при превышении заданной температуры Звуковая и визуальная сигнализация 4 предустановленные рабочие температуры, сохраняемые в памяти прибора Таймер включения / выключения Резервуар из нержавеющей стали (без нагревающей спирали в камере) Регулируемая скорость вращения от 30 до 200 об/мин Крышка из нержавеющей стали

Характеристики

Температурный диапазон	от Т комн. +5 °С до +100°С
Стабильность / Гомогенность при +70°С	± 0,1°С / ± 0,05°С
Скорость вращения, об/мин	От 30 до 200
Вместимость, л	15 (shallow)
Размеры резервуара (Д x Ш x В), мм	292x305x89
Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	394x632x249