

Вакуумный концентратор DNA130



Компактный интегрированный вакуумный концентратор Thermo Scientific Savant SpeedVac DNA130, предназначен для исследований ДНК и РНК, обеспечивает быстрые и безопасные концентрирование и сушку образцов, включая нуклеиновые кислоты, препараты для ПЦР и синтетические олигонуклеотиды.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: DNA130
Страна: США

Преимущества • Доказанная надежность • Компактная и простая в использовании конструкция – ширина всего 29 см • Обеспечение безопасности – внешняя ловушка нейтрализует пары гидроксида аммония, замок крышки подсвечивается при закрытии и запираании крышки. • Целостность образцов – образцы ДНК/РНК требуют осторожного обращения при проведении процесса денатурации. Для максимальной защиты образцов осуществляйте сушку при температуре окружающей среды или под очень слабым нагревом • Возможность загрузки данных через USB разъем.

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Электропитание, В/Гц	230/50
Тип системы	Интегрированная
Ротор	36 x 1,5 мл, 1300 об./мин
Холодовая ловушка, температура	нет
Вакуумный насос	Диафрагменный безмасляный "сухой" насос с покрытием из ПТФЭ
Максимальный уровень вакуума	13 мбар
Пропускная способность	30 л/мин при 50 Гц
Камера	алюминий с тефлоновым покрытием
Крышка	Плексиглас
Таймер нагрева	от 1 мин до 9 ч 59 мин, непрерывно
Таймер цикла работы	от 1 мин до 9 ч 59 мин, непрерывно
Интерфейс	USB-порт
Габариты (Ш)×(Г)×(В), см	29 × 64 × 31
Вес, кг	39
Контроль уровня вакуума	нет
Программы	3 предустановленных

Все изображения

