

Инкубатор низкотемпературный IMP180



Инкубаторы с охлаждением серии Heratherm IMP предназначены для поддержания температуры в широком диапазоне (от +5 оС до + 70 оС) и обладают техническими характеристиками, свойственными микробиологическим инкубаторам серии Heratherm.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: IMP180
Страна: США

Преимущества: Инновационная технология поддержания заданной температуры, основанная на элементах Пельтье, которая позволяет минимизировать вибрацию прибора, снизить энергопотребление на 84 % Подогреваемая дверь исключает образование конденсата Программирование различных температурно-временных профилей (10 программ, каждая по 10 шагов) Отключение оборудования при превышении заданной температуры с возможностью регулировка порога превышения температуры Скорость вентилятора регулируется автоматически для достижения оптимальных температурных условий Сигнализация превышения / понижения температуры относительно заданного значения

Характеристики

Электропитание, В/Гц	230/50
Тип вентиляции	принудительная
Материал камеры	нерж. сталь
Максимальная нагрузка на полку, кг	25
Объем, л	178
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм	464х708х543
Размеры внешние ШхВхГ), мм	640х920х738
Тип размещения	настольный
Температурный диапазон	от . +5°С до +70°С
Пространственное отклонение температуры при +37°С	± 0,1
Отклонение температуры по времени при +37°С	± 0,5
Полки (стандарт / макс.), шт.	2/9
Вес, кг	97

Все изображения

