

Инкубатор низкотемпературный RI150



Инкубаторы с охлаждением серии RI предназначены для поддержания температуры в диапазоне (от +4 оС до + 60 оС).

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: RI150
Страна: США

Преимущества: Компрессорная технология поддержания температуры
Автоматическое размораживание Смотровое окно Таймер для автоматического включения / выключения от 0 до 99 ч 59 мин Внутренняя камера из окрашенной стали Хладагент R134a, 0.32 кг

Характеристики

Электропитание, В/Гц	230/50
Тип вентиляции	принудительная
Материал камеры	нерж. сталь
Тип размещения	настольный
Отклонение температуры по времени при +37°С	± 0,7
Объем, л	150
Температурный диапазон	от . +5°С до +60°С
Пространственное отклонение температуры при +37°С	± 0,3
Полки (стандарт / макс.), шт.	2/4
Максимальная нагрузка на полку, кг	15
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм	550х450х615
Размеры внешние ШхВхГ), мм	652х605х1050
Номинальная мощность, Вт	900
Вес, кг	95

Все изображения

