

Инкубатор низкотемпературный RI250



Инкубаторы с охлаждением серии RI предназначены для поддержания температуры в диапазоне (от +4 оС до + 60 оС).

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: RI250
Страна: США

Преимущества: Компрессорная технология поддержания температуры
Автоматическое размораживание Смотровое окно Таймер для автоматического включения / выключения от 0 до 99 ч 59 мин Внутренняя камера из окрашенной стали Хладагент R134a, 0.32 кг

Характеристики

Вес, кг	150
Электропитание, В/Гц	230/50
Тип вентиляции	принудительная
Материал камеры	нерж. сталь
Тип размещения	напольный
Температурный диапазон	от . +5°C до +60°C
Пространственное отклонение температуры при +37°C	± 0,3
Максимальная нагрузка на полку, кг	15
Номинальная мощность, Вт	900
Объем, л	250
Отклонение температуры по времени при +37°C	± 1,0
Полки (стандарт / макс.), шт.	3/5
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм	550x450x1015
Размеры внешние ШхВхГ), мм	652x605x1450

Все изображения

