

Вакуумный сушильный шкаф VT 6025



Вакуумные сушильные шкафы серии Vacutherm предназначены для сушки термочувствительных материалов, огнеопасных растворителей, остаточной сушки сложных изделий. При использовании этого оборудования уменьшается время сушки и степень окисления продукта, связанная с нагревом. Вакуумные сушильные шкафы различаются по способу нагрева: - модель М. Оборудование сконструировано на основе принципа переноса тепла от нагревающих стенок к продукту через пространство рабочей камеры. Максимальная температура - 200°C. - модель Р. Вакуумные сушильные шкафы сконструированы на основе принципа переноса тепла от нагревающих полок непосредственно к продукту, размещенному на полках, что уменьшает время сушки продукта приблизительно в 6 раз по сравнению с обычными методами. Максимальная температура - 300/400°C.

Производитель: THERMO FISHER
Scientific
Модель: VT 6025
Страна: США

Особенности: Дверь с двойным окном из безопасного стекла.
Автоматическое отключение прибора при повышении температуры выше заданного значения. Рабочая камера из электрополированной нержавеющей стали. Дополнительный вентиляционный клапан

Характеристики

Материал камеры	нерж. сталь
Вес, кг	58
Электропитание, В/Гц	230/50/60
Объем камеры, л	25
Температурный диапазон, °С	от Ткомн +15 °С до 200
Гомогенность при +200/300/400, °С	± 4 / -/ -
Максимальный уровень вакуума, мбар	0.01
Габариты камеры, мм (Ш x В x Г)	300x275x307
Количество полок, станд. / макс.	2 / 4
Макс. нагрузка на полку, кг	20
Мощность, кВт	1.3
Габариты внешние, мм (Ш x В x Г)	480x600x450