

Низкий лабораторный стол 1500 СЛ_н



Практичные и удобные лабораторные столы облегчают любые исследовательские процессы, обеспечивая удобное расположение всех необходимых реактивов. Они подходят для комплектования исследовательских лабораторий и других учреждений в зависимости от ваших задач.

Производитель: Современная лаборатория
Модель: Низкий лабораторный стол 1500 СЛ_н
Страна: Россия

Особенности: Покрытие каркаса эпоксиполиэфирной порошковой краской, усиленной при помощи отверждения в печи, позволяет защитить стол от влияния химических реагентов. Наличие специальной перемычки, расположенной горизонтально у боковой поверхности стола на высоте 100 мм и низкого и 200 мм у высокого, позволяет усилить надежность при эксплуатации оборудования лаборатории. Усиленные винтовые опоры в области ножек компенсируют неровность поверхности пола и фиксируют высоту стола на требуемом уровне. Химически стойкое цинковое покрытие стали наносится гальваническим способом на винтовую опору. Наличие пластикового подпятника позволяет защитить пол от царапин. Разборная конструкция стола собирается при помощи шести винтов.

Характеристики

Вариант исполнения рабочей поверхности	Ламинат (Л),Керамическая плитка (Кп), Labgrade (Lg)
Габаритные размеры тумбы (ШхГхВ)	400х560х670 мм
Размеры (ШхГхВ)	1500х600х750 мм
Дополнительная комплектация:	Тумба с тремя выдвижными ящиками СОВЛАБ 400-3-ТЯн