

Шкаф вытяжной для муфельных печей и сушильных шкафов серии СОВЛАБ 1500 ШВмс



Шкаф вытяжной ШВмс, предназначен для установки муфельных печей, сушильных шкафов и другого термического оборудования. Конструктивно состоит из верхнего вытяжного бокса увеличенного размера и опорного цельносварного усиленного металлокаркаса на регулируемых опорах.

Производитель: Современная лаборатория

Модель: Шкаф вытяжной для муфельных печей и сушильных шкафов серии СОВЛАБ 1500 ШВмс

Страна: Россия

Особенности: Рабочая поверхность – химически и термически стойкая керамическая плитка. На внутренние боковые и заднюю стенку шкафа на высоту 300 мм установлена керамическая плитка, защищающая шкаф от воздействия высоких температур. На передней панели шкафа для подключения приборов и оборудования установлены: - 2 розетки 220 вольт - автомат аварийного отключения питания 16 А.

Характеристики

2 розетки 220 В	наличие
Автомат аварийного выключения питания 16 А	наличие
Вариант исполнения рабочей поверхности	химически и термически стойкая керамическая плитка
Размеры (ШхГхВ)	1540x870x1900 мм