

Тумбы низкие подкатные СОВЛАБ 400-2-ТЯн



Высокие и низкие подкатные тумбы - выполнены из белой влагозащищенной ламинированной ДСП. Углы усилены кромочным ABS-пластиком. В вариантах с выдвижными ящиками применяются мебельные шариковые направляющие для ящиков полного выдвижения. В ассортименте представлены различные конфигурации: с дверью, 1, 2, 3, 4 выдвижными ящиками.

Производитель: Современная лаборатория
Модель: Тумбы низкие подкатные СОВЛАБ 400-2-ТЯн
Страна: Россия

Особенности Компактность Функциональность Повышенная устойчивость к химическому и механическому воздействию Корпуса тумб изготавливаются из ламинированной влагостойкой ДСП белого цвета Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (АБС) В тумбах с выдвижными ящиками используются усиленные шариковые направляющие полного выдвижения длиной 500 мм

Характеристики

Размеры (ШхГхВ)	400х560х670 мм
Вариант исполнения рабочей поверхности	белая влагозащищенная ламинированная ДСП
Конфигурации исполнния тумбы	Тумба с двумя выдвижными ящиками