

Тумбы высокие подкатные СОВЛАБ 400-ТДв



Высокие и низкие подкатные тумбы - выполнены из белой влагозащищенной ламинированной ДСП. Углы усилены кромочным ABS-пластиком. В вариантах с выдвижными ящиками применяются мебельные шариковые направляющие для ящиков полного выдвижения. В ассортименте представлены различные конфигурации: с дверью, 1, 2, 3, 4 выдвижными ящиками.

Производитель: Современная лаборатория

Модель: Тумбы высокие подкатные СОВЛАБ 400-ТДв

Страна: Россия

Особенности Компактность Функциональность Повышенная устойчивость к химическому и механическому воздействию Корпуса тумб изготавливаются из ламинированной влагостойкой ДСП белого цвета Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (АБС)

Характеристики

Вариант исполнения рабочей поверхности	белая влагозащищенная ламинированная ДСП
Конфигурации исполнния тумбы	тумба с дверью
Размеры (ШхГхВ)	400х560х770 мм