

Шкафы лабораторные для хранения химических реактивов 400-ШР



Всё оснащение лаборатории должно быть устойчивым к едким химикатам. Шкафов это касается в полной мере - внутренние полки постоянно подвергаются воздействию паров реактивов. А неправильная организация и неудобное хранение веществ может привести к случайным опрокидываниям ёмкостей и потере материала.

Производитель: Современная лаборатория

Модель: Шкафы лабораторные для хранения химических реактивов 400-ШР

Страна: Россия

Особенности: Вентилируемый Устойчивый к едким веществам - материал корпуса и полок покрывают защитным составом Удобный - несколько полок позволяют расставлять реактивы и не путаться в материалах Корпус лабораторного шкафа для реактивов, представленного в каталоге, изготовлен из ламинированной влагостойкой ДСП У шкафа два отделения с жёсткими полками

Характеристики

Размеры (ШхГхВ)	400х560х1900 мм
Материал изготовления	ламинированная влагостойкая ДСП
Вентиляция	наличие
Устойчивость к едким веществам	материал корпуса и полок покрывают защитным составом