

Шкаф для безопасного хранения газовых баллонов Ш-ЛВЖ-1200ВБ



Производитель: Современная лаборатория
Модель: Шкаф для безопасного хранения газовых баллонов Ш-ЛВЖ-1200ВБ
Страна: Россия

Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,2 мм с и окрашен противокислотной порошковой эпоксидной краской, при температуре полимеризации 200° С. Шкаф обладает монолитной цельносварной конструкцией. Новая техника изготовления с двойной оболочкой, состоящей из двух корпусов, внутреннего и наружного. Новая огнеупорная изоляция, выполненная из экологически безопасного материала, характеризующегося высочайшей огнеупорностью.

Особенности: Внутренний корпус с панелями из не царапающегося материала, устойчивого к действию коррозионных веществ. Терморасширяющаяся прокладка 7 + 4 см, увеличивающаяся в объеме в случае пожара, полностью изолируя внутреннюю часть шкафа от внешней среды. Дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли с защитой от “холодных и горячих дымов”. Распашные дверки, выдвижной наклонный пандус для удобства установки и замены баллонов. В шкафу установлен специальный держатель для баллонов с цепью, надежно фиксирующий баллоны в вертикальном положении. Закрытие распашной двери шкафа для хранения лвж с автоматическим возвратом при каждом открытии Система предохранительного закрытия , автоматически срабатывающая и удерживающая дверь закрытой в случае пожара Искробезопасные петли, расположенные по длине двери Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ

Характеристики

Размеры (ШхГхВ)	1180х650х1985 мм
Класс огнестойкости	Б 90
Вес	490 кг
Внутренний объём	820 л

Все изображения

