

Стереомикроскоп ST57-1C



Стереомикроскопы используются для исследования живых организмов или препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.

Производитель: Ningbo Icoe
Commodity Co., Ltd
Модель: Стереомикроскоп ST57-1C
Страна: Китай

Особенности: Визуальная насадка: бинокулярная Регулируемое
межзрачковое расстояние: 55-75 мм Увеличение объектива: 20 крат Поле
зрения: 10 мм Окуляры: 10х Объективы: 2х (1х, 3х, 4х, 6х) Освещение:
падающих/проходящий свет

Характеристики

Визуальная насадка	бинокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние	55-75 мм
Увеличение объектива	20 крат
Поле зрения	10 мм
Окуляры	10х
Объективы	2х (1х, 3х, 4х, 6х)
Освещение	падающих/проходящий свет