

Морозильник лабораторный 232F-AEV-TS серии ES



Морозильники серий ES и FMS идеально подходят для лабораторий с ограниченным свободным пространством. Морозильники серий ES предназначены для эксплуатации в лабораториях различного профиля. Морозильники серии FMS сконструированы для хранения легковоспламеняющихся веществ при пониженной температуре: ацетон, спирт, бензол, бутан и другие растворители и вещества. Это оборудование сконструировано в соответствии с Директивой АTEX 94/9/ЕС Annex VIII, регламентирующей требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. Однако оборудование данной серии не подлежит использованию в помещениях класса 1, зонах 0 и 1, которые подразумевают использование взрывозащищенного оборудования.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: 232F-AEV-TS
Страна: США

Особенности: Цифровой температурный дисплей Визуальная/звуковая сигнализация при повышении или понижении температуры Сигнализация открытой двери Низкое электропотребление Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой эпоксидной порошковой краской Дверной замок обеспечивает сохранность ценных образцов Эргономичная конструкция дверных ручек Порт доступа

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Материал корпуса	сталь с порошковым покрытием
Разморозка	автоматическая
Контроллер	цифровой
Электропитание, В/Гц	230/50
Хладагент	R600a
Сигнализация	высокая/низкая температура, открытая дверь
Безопасность	Дверной замок
Тип	Общего назначения
Объём камеры, л	288
Двери	Навесная, перенавешиваемая
Количество полок	5 шт. , 1 шт. корзина
Материал камеры	коррозионностойкий, искробезопасный
Вес в упаковке, кг	90
Габариты камеры (Ш × Г × В), мм	440×430×1300
Диапазон температур, °С	от -18 до -25
Габариты внешние (Ш × Г × В), мм	595×640×1570

Все изображения

