

Автоклав горизонтальный с предвакуумом и сушкой Maxterile B21



Настольный программируемый автоклав "MaXterile B21" объемом 21,5 л с предварительной и последующей вакуумной сушкой. Медицинское изделие класса Pending-II. Идеально подходит для клинической стоматологии, медицины, биотехнологии и т.д. Предварительное удаление воздуха и сушка после вакуума для идеальной стерилизации класса В по стандарту EN13060: Предварительный вакуум→ заполнение водой→ нагрев→ стерилизация→ вытяжка→ сушка после вакуума→ конец цикла

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: Maxterile B21

Страна: Республика Корея

Особенности: Специальный механизм конденсации пара для безопасности пользователя Ручное верхнее наполнение водой (встроенный датчик уровня воды) Эффективный компактный корпус компактного размера и круглая внутренняя камера Дополнительный встроенный термопринтер Интуитивно понятный интерфейс пользователя: ЖК-дисплей и емкостный сенсорный кнопочный контроллер для удобства пользователя Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер Ручная система блокировки двери двухрычажного типа

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Дисплей	цифровой с функцией обратной подсветки
Таймер	60 мин
Объём камеры, л	21.5
Вакуумная сушка	наличие
Вакуумный насос	11 л/мин, встроенный, с предварительной и последующей сушкой
Габариты камеры (Ш × Г × В), мм	225×425×225
Температурный диапазон	от комн. + 5 °С до 134 °С
Система фильтрации	встроенный фильтр HEPA, 0,3 мкм, удаление частиц 99,97 %
Максимальное давление	2.4 атм
Манометр	встроенный цифровой манометр
Управление	цифровая система ПИД-регулирования (полностью автоматическая), пользовательский интерфейс с сенсорной кнопкой
Дверь	Ручная система блокировки двери двухрычажного типа
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал изготовления корпуса	нерж. сталь с порошковым напылением
Программирование	5 предустановленных программ, 2 пользовательских программы
Резервуар для воды, л	4.2
Габариты резервуара, (Ш × Г × В), мм	238×117×233
Безопасность	звуковая и визуальная сигнализация, защита от перегрева/перепадов давления/перепадов тока, обнаружение ошибки датчика
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2300
Вес основного блока, кг	56
Габариты внешние (Ш × Г × В), мм	530×692×391

Все изображения

