

Баня масляная с магнитным перемешиванием MbWCL-5



Масляные бани серии MbWCL с магнитным перемешиванием обладают высокоэффективной производительностью, за счет чего могут использоваться непрерывно. Магнитное перемешивание заставляет мешалки в колбе вращаться синхронно, обеспечивая равномерное перемешивание и точность температуры раствора с высокой вязкостью.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MbWCL-5
Страна: Корея

Особенности: 1. Бесщеточное магнитное перемешивание высокопроизводительным двигателем постоянного тока. 2. Двойной датчик, температура может быть преобразована и отображена в колбе и реакционном сосуде. 3. В комплекте выдвижная многокольцевая открывающаяся крышка, которая позволяет: регулировать калибр в соответствии с внешним диаметром реакционного сосуда и круглой колбы; уменьшить испарение хладагента и теплообмен с внешней средой; реализовать стабильную низкотемпературную среду с внешней средой; реализовать стабильную низкотемпературную среду.

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	5 - 200°C, ±1°C
Максимальная скорость вращения	0-2 000 об./мин
Экран	цифровой с обратной подсветкой
Материал нагревателя	нержавеющая сталь ANSI 204
Объем,л	6.5
Размер бани	Ø254x130 мм (глубина)
Максимальный объем колбы,л	5
Габариты (Д) x (Ш) x (В)	260 x 280 x 260
Мощность нагрева, Вт	1050 Вт