

Автоклав с фронтальной дверцей MaXterile FL90



Камерный автоклав предназначен для предварительной и после вакуумной сушки. Оснащен автоматическим замком на двери и системой сигнализации (максимально 2,3 бар). Идеально подходит для клинической стоматологии, медицины, биотехнологии и т.д.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MaXterile FL90
Страна: Корея

Особенности: Удаление воздуха перед вакуумом и сушка после вакуума для идеальной стерилизации. Встроенный парогенератор автоматически подает воду и распыляет пар в камеру. Вакуумный насос с водяным эжектором: эффективен для контроля жидкости (1800 л/час). Автоматическая система блокировки двух дверей для безопасности пользователя. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (ЖК-дисплей) и индикатор работы (светодиодная лампа). Самодиагностика и отображение кодов ошибок. Визуальная и звуковая сигнализация. Прочное и удобное фиксирующее колесо помогает легко перемещать прибор. Встроенный термопринтер.

Характеристики

Объем, л	90
Вес, кг	280
Тип стерилизации	Цикл класса В по стандарту EN-285
Диапазон температур	от 110 до 135 °С
Давление, бар	от 0,4 до 2,3
Манометр	встроенный аналоговый и цифровой манометр
Дисплей	цифровой ЖК-дисплей с функцией подсветки и светодиодные лампы, во время рабочего процесса
Контроллер	цифровая система управления PID (полный автомат)
Функции программирования	5 настраиваемых программ и одна фиксированная (Bowie Dick)
Материал внутренней части	нержавеющая сталь 304
Материал внешней части	нержавеющая сталь
Размеры внутренней части (Д) x (Ш) x (В), мм	338 x 712 x 378
Размеры внешней части (Д) x (Ш) x (В), мм	625 x 990 x 1 300
Потребляемая мощность	6 000 Вт
Электропитание	однофазовое, 220 В, 50 Гц