

Лиофильная сушилка UniFreez FD-16



Лиофильные сушки модели UniFreez FD имеют широкий диапазон применения от фармацевтики, биологии, пищевой промышленности до нефтехимии, полупроводниковой промышленности и т.д. С автоматическим и ручным процессом. Используются с 12-портовым Т-образным манифолдом или 8-портовой акриловой сушильной камерой.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: UniFreez FD-16
Страна: Корея

Особенности: Запатентованная система управления Jog-Dial и сенсорными кнопками; Эргономичный дизайн и компактный размер корпуса для всех лабораторных столов; ЖК-индикатор температуры и вакуума; Быстрая встроенная функция оттаивания горячим газом для быстрого включения следующего цикла; Светодиодная индикация включается в случае подходящей температуры и вакуума; Возможность управления температурой и таймером в автоматическом режиме; Однородное распределение температуры по всем полкам в сушильной камере;

Характеристики

Тип разморозки	Ручной
Скорость процесса, л/день	6
Объем сушильной камеры,л	16
Максимальный объем конденсатора,л	20
Диапазон температуры, °C	от -90 до -61
Дисплей	цифровой ЖК-дисплей
Размер конденсатора Øх(В), мм	300х300
Внешние габариты (Д)х(Ш)х(В), мм	500х620х600
Электропитание	однофазное,220 В, 50Гц