

# Биноккулярный биологический микроскоп GL10B



Микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле. Он позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп GL10B рекомендован для использования в школах, университетах и других учебных заведениях при учебных лабораторных работах.

**Производитель:**  
**Модель:** GL10B  
**Страна:** Китай

Особенности: Светодиодная подсветка сверху и снизу Биноккулярная головка, наклоненная под углом 45°, вращающаяся на 360° Используются окуляры широкого поля 10x, 25x Используются широкоугольные окуляры: профессиональный объектив, поле зрения шире, и изображение четче Шесть различных размеров диафрагмы, пользователь может настроить в соответствии с потребностями наблюдения

# Характеристики

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Электропитание                          | 220 В, 50 Гц                                      |
| Револьверное устройство                 | на 3 объектива                                    |
| Вес, кг                                 | 2.2                                               |
| Визуальная насадка                      | бинокулярная                                      |
| Угол наклона визуальной насадки, градус | 45                                                |
| Диапазон межзрачкового расстояния, мм   | 55-75                                             |
| Поворот револьвера                      | 360°                                              |
| Объектив №1                             | 4х/0.10 ахроматический                            |
| Объектив №2                             | 10х/0.25 ахроматический                           |
| Объектив №3                             | 40х/0.65 ахроматический, подпружиненный           |
| Предметный столик                       | стандартный 95 х 95 мм с зажимом                  |
| Фокусировка                             | коаксиальная с грубой и точной подстройкой фокуса |
| Конденсор                               | Аббе NA 0.65 с дисковой диафрагмой                |
| Источник проходящего света              | LED высокой яркости с регулировкой                |
| Габариты (Г) х (Ш) х (В), мм            | 180 х 130 х 300                                   |
| Окуляр                                  | WF10х/18 и 25х (по 2 шт.)                         |