

Биноккулярный биологический микроскоп GL20B



Микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле. Он позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп GL20B рекомендован для использования в школах, университетах и других учебных заведениях при учебных лабораторных работах.

Производитель:
Модель: GL20B
Страна: Китай

Особенности: Светодиодная подсветка сверху и снизу Монокулярная головка, наклоненная под углом 45°, вращающаяся на 360° Используются окуляры широкого поля 10x, 25x Используются широкоугольные окуляры: профессиональный объектив, поле зрения шире, и изображение четче Шесть различных размеров диафрагмы, пользователь может настроить в соответствии с потребностями наблюдения

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	4
Револьверное устройство	на 4 объектива
Диапазон межзрачкового расстояния, мм	55-75
Поворот револьвера	360°
Объектив №1	4х/0.10 ахроматический
Объектив №2	10х/0.25 ахроматический
Объектив №3	40х/0.65 ахроматический, подпружиненный
Источник проходящего света	LED высокой яркости с регулировкой
Видимое увеличение микроскопа, раз	40-1000
Угол наклона визуальной насадки, градус	30
Окуляр	WF10х/18
Объектив №4	100х/1.25 ахроматический, подпружиненный с масляной иммерсией
Предметный столик	двухкоординатный 125 х 125 / 60 х 40 мм
Фокусировка	коаксиальная грубой и точной подстройки фокуса, шаг 0.002 мм, диапазон 20 мм
Конденсор	Аббе NA 1.25 с ирисовой диафрагмой
Габариты (Г) х (Ш) х (В), мм	220 х 180 х 352
Визуальная насадка	бинокулярная, тип Seidentopf