

# Весы аналитические KERN ABP200.4M



Высокоточные аналитические весы премиум-класса с широким диапазоном взвешивания. Многофункциональная пластина для взвешивания входит в комплект поставки, минимизирует влияние воздушных потоков в пространстве для взвешивания и, следовательно, значительно улучшает время стабилизации и воспроизводимость.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd  
**Модель:** KERN ABP200.4M  
**Страна:** Корея

**Особенности:** Люминесцентный OLED-дисплей: высота 14 мм, яркий с высокой контрастностью, для легкого считывания веса, даже в условиях плохого освещения. Многофункциональная пластина для взвешивания. Образцы, бумага для проб, контейнеры для ПЦР, микроцентрифужные пробирки и многие другие взвешиваемые предметы могут быть легко закреплены на месте и взвешены; Навигационная панель для удобного использования меню; Минимальный вес пробы может быть сохранен в приборе вручную или рассчитан автоматически; Возможность сохранения индивидуальных настроек для 10 пользователей; Автоматический вывод данных на ПК/принтер каждый раз, когда весы находятся в стабильном состоянии; Весы оснащены стеклянной коробкой для защиты шкалы от внешних воздействий. Верхняя и боковые стороны камеры для взвешивания открываются и закрываются, поэтому удобно измерять массу, манипулируя образцом; Простое взвешивание и документирование образцов, которые автоматически нумеруются и распечатываются с указанием номера измерения и веса образца.

# Характеристики

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наибольший предел взвешивания, г | 220                                                       |
| Калибровка                       | внутренняя автокалибровка                                 |
| Рабочий температурный диапазон   | от 10°C до 30°C                                           |
| Размер весовой пластины, мм      | Ø91                                                       |
| Воспроизводимость,мг             | 0.1                                                       |
| Линейность,мг                    | ±0,2                                                      |
| Время стабилизации               | около 2 сек (при m= 0,1 мг) около 8 сек (при m = 0,01 мг) |
| Габариты (Д)х(Ш)х(В), мм         | 213х407х344 (с защитным щитом)                            |
| Вес, кг                          | около 8                                                   |
| Дискретность, мг                 | 0.1                                                       |

## Все изображения

