

Весы аналитические KERN ABT120.4M



Высокопрофессиональные аналитические весы "ABT", с внутренней автокалибровкой, многофункциональные (например, измерение плотности). Время стабилизации минимальное, ударопрочная конструкция.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: KERN ABT120.4M
Страна: Корея

Особенности: Определения плотности жидкостей и твердых веществ (плотность отображается непосредственно на дисплее KERN YDB). Весы оснащены стеклянной коробкой для защиты шкалы от внешних воздействий; Верхняя и боковые стороны камеры для взвешивания открываются и закрываются, поэтому удобно измерять массу, манипулируя образцом; Простое взвешивание и документирование образцов, которые автоматически нумеруются и распечатываются с указанием номера измерения и веса образца; Автоматический вывод данных на ПК/принтер каждый раз, когда весы находятся в стабильном состоянии; KERN YDB – это универсальный прибор для определения плотности. Включает мензурку, термометр, держатель образца, адаптер, Уравнительные грузы, отвесы для определения объема (нержавеющая сталь, 20 г), Универсальная погружная корзина для твердых тел, которые плавают и тонут.

Характеристики

Размер весовой пластины, мм	Ø80
Калибровка	внутренняя автокалибровка
Наибольший предел взвешивания, г	120
Рабочий температурный диапазон	от 10°С до 30°С
Воспроизводимость,мг	0.1
Линейность,мг	± 0,2
Дисплей	цифровой дисплей с обратной подсветкой
Габариты (Д)х(Ш)х(В), мм	217х356х338
Вес, кг	около 7
Дискретность, мг	0.1