

Ультразвуковая ванна WUC-N47H



Ультразвуковая ванна большой емкости "WUC-N" с цифровым дистанционным генератором, плоской крышкой из нержавеющей стали и дренажным клапаном. Принцип работы основан на создании колебательных движений жидкости в камере, за счет чего обеспечивается очистка погруженных деталей. Предназначен для очистки и удаления грязи, жира, воска, масла со всех лабораторных приборов с помощью ультразвуковой частоты.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: WUC-N47H
Страна: Корея

Особенности: Дистанционный генератор: контроль мощности и функция таймера с ЖК-дисплеем; Установлен ультразвуковой прибор BTL Sonicator, обеспечивающий надежную и стабильную работу; Функция Sweep может реализовать полную очистку за счет дисперсии ультразвука; Автоматическая оптимизация частоты в зависимости от уровня и температуры воды; Ножной переключатель управления; ВЧ-частота 40 кГц; Полный комплект поставки с крышкой, ножным переключателем и генератором (корзина исключена).

Характеристики

Вес, кг	31
ВЧ-частота, кГц	40
Температурный диапазон	температура окружающей среды до 105 °С
Мощность нагрева, Вт	990
Электропитание	120 В / 50 Гц или 230 В / 50 Гц
Объем, л	47
Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм	450х350х300
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	530х430х450
Потребляемая мощность, Вт	1980