

Шейкер-инкубатор WIS-ML02



Многокамерный вертикальный инкубатор со встроенным перемешивающим устройством "WIS-ML" с 2 и 4 универсальными платформами. Корпус выполнен из стали с порошковым покрытием, дверь с двойным стеклом и магнитным уплотнением. Усовершенствованный механизм встряхивания обеспечивает бесшумное встряхивание и точное управление скоростью. Предназначен для многоцелевого использования и широкого спектра испытаний образцов при различных температурах.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: WIS-ML02
Страна: Корея

Особенности: Запатентованная система управления Jog-Shuttle; Цифровая система управления, обеспечивающая высокую точность температуры; Интеллектуальное управление холодильником для предотвращения перегрузки компрессора; Автоматическая остановка встряхивания, нагрева и охлаждения при открывании двери; Интерфейс RS232C для мониторинга и управления с ПК; Защита от перегрева и перегрузки по току и обнаружение ошибок датчиков; Универсальная пружинная стойка для колб различных форм и размеров (опция).

Характеристики

Мощность нагрева, Вт	1500
Дисплей	цифровой дисплей с обратной подсветкой
Компрессор	1/2HP
Электропитание	однофазное, 120 В / 50 Гц или 230 В / 50 Гц
Датчик	PT100
Количество встроенных перемешивающихся устройств	2
Температурный диапазон	от 10°C до 60°C
Хладагент	система охлаждения без фреона (404A)
Скорость встряхивания, об/мин	30-250
Ход встряхивания	орбитальное движение
Контролер	цифровой Fuzzy контролера с переключателем Jog-Shuttle (поворот+нажатие)
Размер пластины, мм	700x600
В комплекте	универсальная платформа для колб различных форм и размеров
Дополнительно	68 держателей объемом 50-100 мл; 36 держателей объемом 200-300 мл; 21 держатель объемом 500-1000 мл;
Материал	внутренняя часть: нержавеющая сталь 304; внешняя часть: сталь с порошковым покрытием
Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм	700x700x1100
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	1290x850x1445
Потребляемая мощность	2400

Все изображения

