

Мешалка магнитная без подогрева MS-18D



Классические магнитные мешалки серии MS-D предназначены для перемешивания химических образцов и реакционных смесей для ускорения протекания химических реакций. Магнитные мешалки серии MS-D оснащены износостойким бесщеточным мотором, обеспечивающим низкий уровень шума. Корпус мешалки – водонепроницаемый. Платформа прибора изготовлена из закаленного стекла, стойкого к химическим веществам, тепловому воздействию и загрязнениям.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: MS-18D

Страна: Республика Корея

Причины использовать магнитные мешалки серии MS-D в вашей лаборатории:

- Диапазон регулировки скорости перемешивания – от 100 до 2500 оборотов/мин
- Цифровой контроль с обратной связью (ПИД-регулирование) и установка скорости перемешивания с помощью встроенной панели управления
- Регулирование и установка скорости перемешивания осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Встроенный светодиодный дисплей отображает установленную скорость перемешивания и состояние работы – разгон до требуемой скорости и достижение необходимого значения
- Магнитный якорь входит в комплект поставки

Характеристики

Материал и размер платформы	Закаленное стекло,
Диапазон регулировки скорости перемешивания	От 100 до 2500 оборотов/мин
Дисплей	Светодиодный
Управление	Цифровой ПИД-контроллер с поворотным регулятором
Максимальный объем перемешивания (вода)	5 л
Магнитный якорь	максимально допустимая длина – 5 см
Комплект поставки - Магнитный якорь	4 см – в комплекте поставки,