

# Ультразвуковая ванна WUC-A01H



Аналоговый ультразвуковой очиститель "WUC-A" изготовлен из нержавеющей стали. Принцип работы основан на создании колебательных движений жидкости в камере, за счет чего обеспечивается очистка погруженных деталей. Предназначен для очистки объектов (колбы, пробирки, механические части двигателей, моторов, любых небольших металлических и пластиковых объектов) от механических загрязнений и удаление пузырьков воздуха из жидкости за счет применения ультразвука.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd  
**Модель:** WUC-A01H  
**Страна:** Корея

Особенности: Аналоговый контроллер, таймер, управление температурой и выходом; Удобная функция предустановки: нагрев и таймер; ВЧ-частота: 40 кГц; С плоской крышкой из нержавеющей стали, высокоэффективная очистка, до 85°C; Максимальное время очистки 30 минут (кроме WUC-A10H); Нижний слив (WUC-A10H и WUC-A22H).

# Характеристики

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Вес, кг                            | 3                                             |
| Объем, л                           | 1.2                                           |
| Частота, КГц                       | 40                                            |
| Температура нагрева                | фиксированная 65°С                            |
| Мощность нагрева, Вт               | 86                                            |
| Таймер, мин                        | нет                                           |
| Сливной клапан                     | нет                                           |
| Габариты резервуара внутренние, мм | 150x135x60                                    |
| Потребляемая мощность, Вт          | 158                                           |
| Электропитание                     | однофазное, 120 В / 60 Гц или 230 В, 50/60 Гц |

## Все изображения

