

Программируемая двухкамерная печь ПДП-LAB



Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab имеет закрытую муфельную камеру (камера озоления) и размещенную на ней нагревательную плиту (камера выпаривания). Процессы выпаривания и озоления проводятся при контроле температуры и времени, что повышает удобство и эффективность процесса пробоподготовки. Управление и контроль за работой печи осуществляют с помощью пульта управления. Пульт управления хранит в памяти программы термообработки, которые содержат от 1 до 9 этапов, характеризующихся температурой и временем.

Производитель: ТОМЪАНАЛИТ
Модель: ПДП-LAB
Страна: Россия

Особенности: Печь комплектуется кварцевыми стаканами (тиглями) объемом 20 или 65 мл. Для повышения удобства и эффективности применения; Каждая камера имеет подставку под кварцевые стаканы, фиксирующую их положение и создающую эффект «терморушки»; Совмещение в одном устройстве муфеля и электроплитки экономит рабочее пространство. Возможность одновременного выпаривания и озоления проб увеличивает производительность пробоподготовки. В крышку печи встроена термостойкая керамическая подставка для горячих стаканов.

Характеристики

Диапазон рабочих температур для камеры озоления	от 200 °С до 750 °С
Диапазон рабочих температур для камеры выпаривания	от 70 °С до 350 °С
Количество программ термообработки для камер озоления/выпаривания	9/9
Максимальное число этапов термообработки в каждой программе	9
В комплекте	кварцевые стаканы объемом 20 мл*18шт. (или 65 мл*12 шт.), щипцы тигельные, подставка под стаканы
Размеры встроенной подставки, мм	300х90
Габаритные размеры пульта управления (Ш)х(Д)х(В), мм	154х91х33
Габаритные размеры камеры озоления (Ш)х(Д)х(В), мм	278х68х80
Вес, кг	5.5
Потребляемая мощность, Вт	не более 1200
Габаритные размеры двухкамерной печи (Ш)х(Д)х(В), мм	430х200х200
Габаритные размеры камеры выпаривания (Ш)х(Д)х(В), мм	278х41