

Плита нагревательная лабораторная ПЛ-4428



Плита нагревательная лабораторная ПЛ-4428 обеспечивает равномерный нагрев с высокой точностью задания температуры нагрева. Температура нагрева и время поддержания температуры задаются оператором. Графический дисплей обеспечивает информативный контроль за рабочим процессом. Два режима работы плиты позволяют поддерживать температуру нагревательной поверхности в течение заданного времени или без ограничения времени. На дисплее отображаются как текущие, так и установленные параметры нагрева.

Производитель: ТОМЬАНАЛИТ
Модель: ПЛ-4428
Страна: Россия

Особенности: Нагревательная поверхность из дюралюминия и PID-контроллер обеспечивают высокую точность и равномерность температуры нагрева поверхности плиты; Корпус плиты выполнен из коррозионностойкой стали; Конструкция плиты предохраняет корпус, электронные узлы и органы управления от пролива жидкостей на нагревательную поверхность; В ходе работы плиты пользователем могут быть изменены значения времени и/или температуры нагрева; При отключении плиты сохраняются установки последнего режима работы; В целях безопасности применения в плите установлены: индикатор горячей поверхности, работающий при отключенном сетевом выключателе и устройство тепловой защиты, предохраняющее плиту от перегрева.

Характеристики

Максимальное время термообработки, мин	599
Диапазон температуры, °C	от 40 °C до 400 °C
Точность установки температуры, °C	±1 °C
Стабильность поддержания температуры, °C	5 °C
Материал поверхности	дюралюминий
Сопротивление изоляции цепей, Мом	10
Электропитание	однофазное, 230 В, 50 Гц
Размеры нагревательной поверхности, мм	447x284
Габаритные размеры, мм	455x325x130
Вес, кг	10
Потребляемая мощность, Вт	не более 3200