

Высокоскоростная микроцентрифуга Cef-M24R



Высокоскоростная микроцентрифуга Cef-M на 24 пробы с охлаждением. С алюминиевым ротором с фиксированным углом для пробирок. Биобезопасный ротор/защита от переполнения проб предотвращает случайную утечку во время центробежного процесса, позволяет избежать заражения микроорганизмами.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: Cef-M24R
Страна: Корея

Особенности: Мощная система охлаждения для точного контроля температуры Программа предварительного охлаждения обеспечивает оптимальную защиту образца перед нагреванием; Гарантированное охлаждение до 2°C в течение всего 7 минут как камеры, так и образцов даже на максимальной скорости; Возможность блокировки крышки позволяет поддерживать внутреннюю температуру даже после центрифугирования; Хладагент без фреона, низкое содержание углерода и защита окружающей среды; Внешний резервуар для конденсата предотвращает накопление воды в камере центрифуги.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Двигатель	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Вес, кг	30
Диапазон скоростей, об/мин	от 200 до 15000
Относительное центрифуги	21380 x g
Производительность ротора	стандартные пробирки объемом 0.2, 0.5,1.5 и 2 мл x 24 пробирки; 0,5 мл x 36 пробирок; ПЦР (8) x 4 пробирки
Время работы	от 30 сек до 99 минут, непрерывно
Безопасность	двойная блокировка дверей, обнаружение превышения скорости, обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика
Ускорение и время разгона	≤ 25 сек (при максимальной скорости)
Температурный диапазон	от -20°С до +40°С
Шум	≤ 56 дБ
Габариты (Ш)х(Д)х(В),мм	332х553х283
Потребляемая мощность, Вт	500