

Цифровой миксер-роллер для пробирок премиум-класса MixR-T6



Цифровой миксер-роллер для пробирок премиум-класса MixR-T6 от DAIHAN, с 6 роликами для смешивания и диапазоном скоростей от 10 до 70 об/мин. Используется в различных областях применения, таких как предотвращение свертывания крови, иммунная преципитация и т.д.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MixR-T6
Страна: Корея

Особенности: Высокоэффективное движение качения и раскачивания;
Цифровой дисплей, на котором отображается скорость и время;
Шестироликовый дизайн для мягкого качения и легкости очистки.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Номинальная мощность двигателя (вход/выход), Вт	18 и 10
Диапазон скоростей, об/мин	от 0 до 70
Максимальный вес, кг	4
Длина смесительного вала, мм	280
Тип двигателя	двигатель постоянного тока
Таймер	от 1 до 1199 минут
Режим работы	непрерывный / таймер
Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм	450х260х120
Вес, кг	5.1
Потребляемая мощность, Вт	30