

Электрическая сушилка для лабораторной посуды DryL-39



Электрическая сушилка для лабораторной посуды DryL-39"", с вентилятором и воздушным фильтром. Компактный дизайн и используется как для свободного, так и для настенного монтажа. Подходит как для стеклянной посуды, так и для пластиковой посуды, мелких предметов.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: DryL-39
Страна: Корея

Особенности: 1 предварительный фильтр установлен, 2 запасных предварительных фильтра в комплекте; Высокая эффективность и долгий срок службы; Изготовлен из оцинкованной стали с порошковым покрытием (весь корпус и колышки). На прищепке есть несколько отверстий для выдуваемого воздуха; Выдувной лоток на нижней стороне сушилки.

Характеристики

Вес, кг	17
Электропитание	220 В / 50 Гц
Дисплей	режим работы и время сушки
Количество прищепок для сушки	39, взаимозаменяемые
Размеры колышек Ø x L, мм	7 колышков Ø 12.7 × 152; 6 колышков Ø 12.7× 142; 13 колышков Ø 8 × 117; 13 колышков Ø6 × 79;
Безопасность	защита от перегрева, сигнал тревоги по окончанию процесса сушки или при ошибке в работе
Температура и влажность окружающей среды	от 5 °С до 45 °С, до 90 % относительной влажности воздуха
Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм	550х350х515
Потребляемая мощность, Вт	максимум 1500

Все изображения

