

Датчик для измерения температуры почвы STP-2



Датчик STP-2 для измерения температуры почвы. Обычно используется в комплексе с камерой дыхания почвы SRC-2 и камерой ассимиляции Сапору СРУ-5.

Производитель: PP SYSTEMS
Модель: STP-2
Страна: США

Особенности: Компактный дизайн корпус из анодированного алюминия с наконечником из нержавеющей стали Стабильная и долговременная работа Совместим с портативными анализаторами TARGAS-1, EGM-5

Характеристики

Точность измерения PAR	нет
Совместимость	TARGAS-1, EGM-5
Рабочие условия окр.среды	нет
Спектральный диапазон	нет
Диапазон измерения влажности	нет
Погрешность измерения PAR	нет
Повторяемость измерения PAR	нет
Долгосрочный дрейф	нет
Длина кабеля, м	1.5
Доп. аксессуары	нет
Диапазон измерения температуры, °C	от 0 °C до 50 °C
Точность измерения температуры	± 0,3 °C при 25 °C
Применение	для измерения температуры почвы; обычно используется с камерой дыхания почвы SRC-2 и камерой ассимиляции Сапору СРУ-5
Корпус	анодированный алюминий с наконечником из нержавеющей стали
Диапазон измерения PAR	нет
Габариты, мм	Ручка: 200 (Д) × 18,7 (диаметр ручки)
Вес камеры, кг	0.1