

Комплект гомогенизатора роторного HG-15A-Set-A



Комплект гомогенизатора роторного HG-15A-Set-A со штативом и диспергирующей насадкой HT1018 с аналоговой бесступенчатой системой управления. Подходит для всех видов диспергирования и гомогенизации. Предназначен для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: HG-15A-Set-A
Страна: Корея

Особенности: Высокоэффективный диспергирующий инструмент из нержавеющей стали и ПТФЭ; Управление скоростью и мощностью, оптимизированное для образца; Защита мотора от перегрузки и перегрева; Низкий уровень шума при высоких скоростях работы мотора.

Характеристики

Безопасность	Защита от перегрева
Вес, кг	2.5
Электропитание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	160
Максимальная скорость и регулировка	27 000 об/мин (без нагрузки), бесступенчатая
Максимальный рабочий диапазон объёма, мл	от 1 до 2500
Контроллер	аналоговый
Материал	алюминиевое литье под давлением и ABS-блок, инструмент: нержавеющая сталь 304
Допустимая температура и влажность	от окр.среды + 5°C до 50°C, 85 %
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В), мм	60х75х215
Номинальная мощность двигателя	вход:300 Вт, выход: 160 Вт
В комплекте	диспергирующий инструмент, зажим, подставка
Диспергирующий инструмент (НТ1018), ММ	Ø 18