

Автоматическая рабочая станция выделения нуклеиновых кислот BG-Star-96



Автоматическая рабочая станция для выделения нуклеиновых кислот BG-Star-96 объединяет в себе множество функций, таких как: автоматическое добавление образца, выделение нуклеиновых кислот, подготовка системы ПЦР и т.д. Выделение нуклеиновой кислоты из 96 образцов и подготовка системы ПЦР занимает всего один шаг, что позволяет полностью удовлетворить потребности в автоматизированном, быстром и высокопроизводительном выделении нуклеиновой кислоты патогенов из крови, сыворотки, плазмы, мочи, мазков из носоглотки, клеток, тканей и других образцов.

Производитель: Shanghai BioGerm Medical Technology Co., Ltd
Модель: BG-Star-96
Страна: Китай

Особенности: Полностью автоматический процесс: автоматическая обработка образцов, извлечение нуклеиновых кислот и подготовка системы ПЦР; Простая подготовка к эксперименту: не требуется ручное разделение жидкостей, а выделение нуклеиновых кислот и настройка системы ПЦР занимает всего 1 час; Широкий спектр подходящих предметов для тестирования: 6 различных систем ПЦР, включая новую коронку, могут быть подготовлены одновременно, что обогащает категории продуктов для тестирования; Среда извлечения полностью закрыта, а высокоэффективная система фильтрации HEPA предотвращает загрязнение. Отделяйте и переносите магнитные шарики с помощью одноразового разделительного рукава, который позволяет эффективно извлекать магнитные шарики и элюирование нуклеиновой кислоты; Удовлетворение потребностей различных лабораторий: широкий спектр применения.

Характеристики

Вес, кг	300
Мощность обработки	до 96 образцов
Функция	автоматическая обработка образцов + экстракция нуклеиновых кислот + подготовка системы ПЦР
Способ работы	встроенный цветной сенсорный экран, визуальное управление
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В), мм	1300х785х1775