

Молотковая мельница Bastak 1900 SMART



Молотковая мельница Bastak 1900 предназначена для подготовки образца с целью последующего определения его автолитической активности, количества и качества клейковины. Для настройки помола используют расход воздуха на нее. Мотор работает с высокой скоростью - 16800 об/мин с использованием сит с различным диаметром. Через цифровой сенсорный экран пользователь может управлять вращением и контролировать рабочее время. При помощи молотковой мельницы можно измельчать пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерна.

Производитель: Bastak Instruments
Модель: Bastak 1900 SMART
Страна: Турция

Особенности: С помощью регулятора расхода воздуха можно установить расход образцов; При медленной подаче он может измельчать зерно с уровнем влажности до 25%. Датчик на крышке двигателя, когда крышка открыта, не работает для безопасности; Шумопоглощающий защитный кожух; Производительность помола меняется в зависимости от степени влажности; Рекомендовано использовать циклонный принцип действия.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Скорость мотора	16800 об/мин
Производительность	300 гр за 30-50 секунд
Потребляемая мощность	1,1 Вт
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	650х570х560
Вес	51