

Двухсекционная валковая дробилка Bastak 4500S



Двухсекционная валковая дробилка Bastak 4500S для изучения качества манной крупы. Устройство состоит из двух секций: дробления и измельчения. В секции дробления пшеница измельчается проходными мельницами, а мука грубого помола и отруби в контейнере-сборнике под просеивающей частью могут быть отделены. На просеивающей части используется сито 850 микрон. В секции измельчения мука, полученная в секции дробления, может быть разделена на муку мелкого и крупного помола. В этой секции последовательно используются сита 160 микрон и 280 микрон. В секции дробления и измельчения используется по 3 вала.

Производитель: Bastak Instruments
Модель: Bastak 4500S
Страна: Турция

Особенности: В секции просеивания длина сита составляет 340-360 мм; Производительность измельчения 100 г/мин; Эффективность муки может достигать 40 % - 70 % в зависимости от качества пшеницы; В передней части устройства расположены просеивающие секции. В части liso под секцией просеивания имеется 1 контейнер, в секции измельчения – 2 контейнера; Для активации части liso используется кнопка переключателя 1-0-2, а для активации секции просеивания используется кнопка переключателя 0-1. По желанию заказчика liso может работать в противоположном направлении, таким образом сито полностью очищается и после переключения на другое направление можно производить измельчение.

Характеристики

Потребляемая мощность	160 Вт
Размер сита для муки	Ø 160 мм
Размер сита для муки грубого помола	Ø 800 мм
Вес, кг	110 кг
Электропитание	380 В / 50 Гц
Длина сита в просеивающей секции	340-360 мм
Производительность	100 г/мин
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	700х700х900 мм