

Прибор для определения седиментации ZELENY 3100



Прибор для определения седиментации ZELENY 3100 методом Зелени, применяется для определения объёма осадка, появившегося в определённых условиях из пульпы, анализируемой цельно смолотой муки в растворе молочной кислоты, в присутствии бромфенолового синего. Показатель седиментации показывает степень заражённости зерна клопом-черепашкой.

Производитель: Bastak Instruments
Модель: ZELENY 3100
Страна: Турция

Особенности: Прибор имеет графический ЖК-экран. Всего на экране 6 отдельных таймеров; Каждый таймер имеет светодиод для того, чтобы следить за работой таймеров; Прибор автоматически останавливается по истечению периода в пять минут, то есть периода работы прибора. Оставшийся период тестирования можно увидеть на экране во время работы. Температуру окружающей среды во время испытаний можно контролировать с экрана прибора; Прибор выполняет перемешивание под углом 30 градусов с обеих сторон к земле; Устройство автоматически настраивается на 40 оборотов в минуту, что является мировым стандартом, независимо от напряжения сети, и отображает рабочий оборот на своем экране; Нижняя сторона стеклянной трубки должна находиться на расстоянии 10 мм от стола шейкера, чтобы не создавать шума; Пользователю предоставляется бесплатное обучение.

Характеристики

Вес, кг	8
Электропитание	220 В / 50 Гц
Вес навески анализируемого образца	3,2 гр ±0,01 гр
Скорость	40 об/мин
Материал столика прибора	стекловолокно толщиной не менее 4 мм
Количество пробирок для отстаивания	6 штук
В комплекте	6 пробирок для отстаивания, 3 л раствора, дозатор на 25 и 50 мл и кисточка.
Габаритные размеры (Ш)х(Г)х(Д)	460х220х350 мм