

Трубчатая печь STG-25-12



Трубчатая печь серии STG это компактное нагревательное оборудование, широко используемое во многих областях. Таких как металлургия, термообработка стекла, литевая батарея, положительный и отрицательный электролит, абразивные инструменты и другие отрасли промышленности. Трубчатая печь также обеспечивает вакуум и атмосферную рабочую среду для легкого нагрева с меньшими затратами.

Производитель: Henan Sante Furnace Technology
Модель: STG-25-12
Страна: Китай

Особенности: Интегрированная компактная конструкция с элегантным дизайном; Наружный диаметр трубки можно подобрать по желанию заказчика; Материалы камеры: керамическое волокно вакуумного формования. Преимущество этого материала заключается в отсутствии выпадения порошка при высокой температуре и энергосбережении; HIMADEN (Япония) Микропроцессорное самонастраивающееся ПИД-регулирование обеспечивает оптимальный температурный режим; Термопара N-типа с длительным сроком службы; Встроенный порт RS485 и USB-адаптер в качестве дополнительной настройки для управления компьютером;

Характеристики

Мощность	1800 Вт
Электропитание	220 В / 50 Гц
Максимальная температура	1200 °C
Температура при непрерывной работе	1100 °C
Точность температуры	± 1 °C
Наружный диаметр трубки	25 мм
Длина зоны нагрева алюминиевой трубы	300 мм
Нагревательный элемент	Высококачественная проволока сопротивления из сплава (HERE)
Вид термопары	тип N
Материал рабочей камеры	высокотемпературное керамическое волокно вакуумного формования
Скорость нагрева в камере	25°C/мин
Регулятор температуры	интеллектуальный микрокомпьютер PID контроллер может программировать 4 группы 32 сегмента
Безопасность	сигнал тревоги при перегреве и неисправности термопары
Материал корпуса печи	холоднокатаные стальные листы с высококачественной обработкой
Изоляция	высококачественный теплоизоляционный материал для обеспечения равномерного нагрева
В комплекте	печь, система контроля температуры, нагревательный элемент, основные электрические детали и одна пара высокотемпературных перчаток, руководство по эксплуатации
Опционально	стержневые нагреватели, керамическая трубка
Henan Sante Furnace Technology	