

Морозильник для хранения биологических образцов HFLTP 40 (260)



Морозильник для хранения биологических образцов от Heal Force используется для консервации плазмы, экспериментов с криоконсервацией материалов, консервации биологических продуктов. Используется в областях биомедицины, химической промышленности, научно-исследовательских центрах. Морозильник оснащен двухкомпрессорной каскадной холодильной системой, которая специально разработана для криогенных применений.

Производитель: HEAL FORCE
Модель: HFLTP 40 (260)
Страна: Китай

Особенности: Точный микропроцессорный контроллер для обеспечения постоянной температуры; Химически стойкий, не содержащий хлорфторуглероды, коммерчески доступный и экологически безопасный хладагент; Встроенная ручка, удобная для работы одним человеком; Визуальная и звуковая сигнализация: высокая / низкая температура, сбой питания, ошибка датчика, приоткрытая дверь, сбой термостата; Защита от ошибок контроллера: система охлаждения запоминает стандартный рабочий цикл и продолжает работать в зависимости от этой памяти при сбое контроллера или датчика; Дополнительное испытательное отверстие, удобное для контроля температуры.

Характеристики

Потребляемая мощность	300 Вт
Тип охлаждения	прямое охлаждение
Безопасность	высокая / низкая температура, сбой питания, приоткрытая дверь, высокая температура окружающей среды и т.д.
Электропитание	220 В / 50 Гц
Материал	стальная пластина с поверхностным напылением
Компрессор/Марка	1/ импортированный
Температурный диапазон	от - 30°С до - 40°С
Объем камеры	268
Вес	98,5 кг
Размер камеры (Д)х(Г)х(В)	508х455х1137 мм
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	673х676х1630 мм