

Фармацевтический холодильник HFLTP 05 (1000)



Фармацевтические холодильники серии HFLTP предназначены для хранения различных образцов, в том числе и фармацевтических препаратов. Система принудительного воздушного охлаждения обеспечивает морозостойкость камеры и хорошую равномерность температуры.

Производитель: HEAL FORCE
Модель: HFLTP 05 (1000)
Страна: Китай

Особенность: Надежная система контроля температуры с точностью $\pm 0,1$ °C; Внутренняя камера из стальной пластины с напылением для удобного использования и легкой чистки; Не требующая обслуживания дренажная система; Защита от ошибок контроллера: система охлаждения запоминает стандартный рабочий цикл и продолжает работать в зависимости от этой памяти при сбое контроллера или датчика; Широкий диапазон напряжения 187 В-242 В;

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Материал	стальная пластина с поверхностным напылением
Компрессор/Марка	1/ импортированный
Температурный диапазон	2 - 8 °С
Объем камеры	1006
Тип охлаждения	принудительное воздушное охлаждение
Безопасность	высокая/ низкая температура, ошибка датчика, сбой питания, приоткрытая дверь
Размер камеры (Д)х(Г)х(В)	1100х684х1325 мм
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	1220х872х1885 мм
Вес	207 кг
Потребляемая мощность	310 Вт